



Titrasyon Aplikasyon Paketi, İçecek: Alkolsüz İçecek/Meyve Suyu/ Enerji İçeceği Şişelemede pH, Toplam Asidite, Çift 25 mL

Ürün Numarası: AP0026.AT1222

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Alkolsüz İçecek/Meyve Suyu/Enerji İçeceği Şişelemede pH, Toplam Asidite tayini için Aplikasyon Paketi. Titralab AT1000 Serisi Otomatik Titratör Model AT1222 için uygundur.

Teknik özellikler

Garanti:	24 aylar
Kutudakiler:	Aplikasyon paketi bir adet pH probu, önceden programlanmış uygulamaları içeren USB çubuğu, polipropilen beherler, manyetik karıştırma çubukları, şişe tıpaları, konik adaptör ve iki (2) adet yüksek hassasiyetli cam 25 mL şırınga ile şırınga halkaları içerir.
Parametre:	AT1000 Cihaz ve Reaktifler ayrı olarak satılır.
Syringe:	pH, Toplam Asidite
Tür:	Çift
Uygulama:	Application Pack
Uyumlu Cihazlar:	Yiyecek ve İçecek
	AT1222

Kutudakiler

Aplikasyon paketi bir adet pH probu, önceden programlanmış uygulamaları içeren USB çubuğu, polipropilen beherler, manyetik karıştırma çubukları, şişe tıpaları, konik adaptör ve iki (2) adet yüksek hassasiyetli cam 25 mL şırınga ile şırınga halkaları içerir. AT1000 Cihaz ve Reaktifler ayrı olarak satılır.