



Perasetik Asit Chemkey Reaktifleri (25/kutu)

Ürün Numarası: 8635200
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Perasetik Asit Chemkey'leri, aralık 0,04 - 50,0 mg/L PAA. SL1000 Portatif Paralel Analizör (PPA) için.

Teknik özellikler

Cihaz:	SL1000
Hacim / Paket boyutu:	pk/25
Kutudakiler:	25 Chemkey
Metot numarası:	10297
Ölçüm aralığı:	0,04 - 50,0 mg/L PAA
Parametre:	Perasetik Asit
Platform:	Chemkeys

Kutudakiler

25 Chemkey