



Truecal - DR3900/DR6000 İçin Lota Özel Kalibrasyon Yazılımı

Ürün Numarası:

LPZ440.99.00001

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Farklı Lot Numaralarında Doğru Sonuçlar

Mart 2018 tarihinden eski DR3900 veya DR6000 spektrofotometrelerin yükseltilmesi için Truecal yazılımı. Hach Truecal, kimyasal hammaddelerdeki değişimlerin neden olduğu sonuçlardaki farklılıkları azaltır. Her bir kimyasal lotuna özel kalibrasyon eğrisi verilerini içeren bir barkod bulunur ve bu barkod, kalibrasyon eğrisini otomatik olarak günceller. Truecal özelliğini kullanan LCK ürünleri ile, önemli yeterlilik testi veya sınırlara uyumluluk testi sırasında endişelenmeniz gereken noktalardan biri azalmış olur.