



Millipore ez Fit manifold

Ürün Numarası:

2586201

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Genel mikrobiyolojik analiz için vakum manifoldu

Manifold tabanı, 1 noktalı, paslanmaz çelik

Kolay temizleme ve kirlilikten arındırma için benzersiz tasarım.

Hem yeniden kullanılabilir ve hem de tek kullanımlık filtrasyon cihazları için farklı filtrasyon başlıkları.

Vakum hortumları için hızlı takılabilir konektörler. Laminer akışlı çeker ocaklarda kolay kullanım sağlayan düşük yükseklik

Biyofilm oluşumunu kolayca önleme: Yeni EZ-Fit Manifold tasarımı, yalancı pozitif sonuca yol açabilecek kirlenme kaynaklarını ortadan kaldırır. Dahili alanların tümü erişilebilirdir ve etkili şekilde temizlenebilir. Tüm bileşenler otoklavlanabilir.

Tüm bileşenler ek araçlar kullanmadan kolayca ve hızlı şekilde çıkarılabilir.

Vakum sisteminden sıvının geri akmasını önlemek için hortum bağlantısına bir çek valfi entegre edilmiştir.

2 yönlü valf, kullanıcının filtrasyon başlığına kullanım veya kapatma sırasında yanlışlıkla temas etmesini engeller.