



DR300 Pocket Colorimeter, Klor, Serbest + Toplam, Kutu ile

Ürün Numarası:

LPV445.99.00110

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Yeni nesil portatif cihazlar

Veri toplama sorunlarını azaltın, kaydetme hatalarını ortadan kaldırın ve uyumluluğun daha iyi izlenebilmesini sağlayın.

DR300, Pocket Colorimeter ürününün güvenilirliğine sahipken, son teknoloji veri aktarım özelliği ve Claros bağlantısı sunar.

Başlıca Avantajları:

- Tek parametrelili taşınabilir portatif fotometre
- Maksimum 5000 test kapasiteli pil kullanımı
- Su geçirilmeyen (IP67) dayanıklı tasarım
- Basit, sezgisel tasarım

Şunları İçerir:

- Dayanıklı özel taşıma çantası (4660200)
- Piller
- Numune hücreleri (2427606)
- Kullanım kılavuzu

Reaktiflerin kite dahil olmayıp ayrıca satın alınması gerektiğini lütfen unutmayın.

*Claros bağlantısı şu anda yalnızca ABD, Kanada ve AB'de kullanıma sunulmaktadır.

Sağlamlık

Hach, 1993'ten beri güvenilir ve doğru ölçümler sunan üstün kalitede kimyalar ve kolorimetre cihazları sunmuştur.

Basit

Basit, sezgisel kullanım sayesinde olası manuel hatalar azalır ve her seferinde güvenebileceğiniz, doğru ölçüm verileri sağlanır. Geliştirilmiş arkadan aydınlatmaya sahip daha geniş ekran, ölçümlerin her koşulda çok daha kolay bir şekilde okunabilmesini sağlar.

Dayanıklı
Sağlam ve su geçirmez (IP67) tasarım; sahada veya yolda karşılaştığınız her türlü koşula (düşürme, aşırı sıcaklık, yağmur ve kir) dayanıklıdır.

Teknik özellikler

Absorbans:	0 - 2,5 mAbs
Ağırlık:	0,25 kg
Boyut (Y x G x D):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Dalga Boyu:	528 ±2 nm
Dedektör:	Silikon fotodiyot
Ekran:	Arkadan aydınlatmalı LCD
Garanti:	24 aylar
Güç kaynağı:	Dört adet AAA alkalin pil; yaklaşık kullanım ömrü 5000 test
İşletme koşulları:	0 - 50°C; %0 - 90 bağıl nem (yoğuşmasız)
Kaynak lamba:	Işık yayan diyet (LED)
Kutudakiler:	Her DR300 Pocket Colorimeter; piller, numune hücreleri (2427606) ve kullanım kılavuzu bulunan dayanıklı ve özel bir taşıma çantası (4660200) içerisinde, kullanıma hazır bir kit halinde gelir. Reaktiflerin ayrıca satın alınması gerekir.
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP67, 1 m'de 30 dakika boyunca su geçirmez
Numune Hücresi Uygunluğu:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Ölçüm aralığı:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Ölçüm metodu:	DPD
Önemli özellik:	Kutu ile
Parametre:	Klor, serbest + toplam
Region:	AB
Spektral Bant Genişliği:	15 nm filtre bant genişliği
Veri saklama:	Son 50 ölçüm

Kutudakiler

Her DR300 Pocket Colorimeter; piller, numune hücreleri (2427606) ve kullanım kılavuzu bulunan dayanıklı ve özel bir taşıma çantası (4660200) içerisinde, kullanıma hazır bir kit halinde gelir. Reaktiflerin ayrıca satın alınması gerekir.