



Kapaklı dikdörtgen küvetler, 50 x 10 mm (20 parça), plastik, tek kullanımlık, Lico için

Ürün Numarası:

LZM381

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Kolay ve güvenli renk ölçümleri için vida kapaklı yeni tek kullanımlık numune küveti. Küvet uçucu, toksik veya kanserojen maddelerin ölçümü için özel olarak tasarlanmıştır. Vida kapaklı, kolayca kapatılabilen dikdörtgen numune küveti, kimyasal ve ilaç endüstrisinin güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Kapatılabilen yeni 50 mm küvet, kullanıcı için üçlü güvenlik sağlar:

- Yüksek ışın yolu uzunluk değerleri, güvenli ve güvenilir ölçüm sonuçları sunar
- Kapalı numune küveti sayesinde ortadan kaldırılan dökülme riski güvenli kullanım sağlar
- Numune sıvısında gaz kaybına veya erken buharlaşmaya karşı koruma sunar

Kapalı küvetteki numuneler doğrudan numune olarak kullanılabilir veya uzun süreli bekletme testleri için saklanabilir.

Kapatılabilen küvetin malzemesi ve boyutları mevcut 50 mm LZM130 plastik küvet ile aynı olduğundan, tüm Lico renk uygulamalarında doğrulama işlemine gerek olmadan bu küvetin yerine kullanılabilir.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	20/pk
Malzeme:	PMMA
Optik yol uzunluğu:	50 mm