



Nitrit küvet testi 2 - 90 mg/L NO₂-N, 25 test

Ürün Numarası:

LCK343

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı nedeniyle çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması ile testler ve ölçüm aralıkları arasında ayırım yapma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Hangi standarda göre:	EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Metot:	Diazotizasyon
Ölçüm aralığı:	2 - 90 mg/L NO ₂ -N
Parametre:	Nitrit
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25°C
Test sayısı:	25