



Anammox Aktivitesi küvet testi, 0 - 1000 mAbs, 25 test

Ürün Numarası:

LCK411.00

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

LCK411.00 test kiti, bir kutu LCK411 (25/pk) ve bir kutu LCW906 (25/pk) içerir.

LCK411, ayrı olarak sipariş edilmesi gereken ek aksesuarlar gerektirir: SM10311841 (Filtreler, 5 - 12 µm partikül tutma, 100/pk) ve 2187569 (Porfirin 2 Reaktifi, 100/pk).

İsteğe bağlı aksesuarlar: SM106404 (huniler, 24/pk), SM212864457 (Erlen, 1/pk)

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Teknik özellikler

Cihaz: DR3900, DR6000, DR1900

Kutudakiler: Kit, şunları içerir:

- 25 test için reaktifler (LCK411)

- 25 küvet (LCW906)

Gerekli aksesuarlar (Ayrıca sipariş edilmesi gerekir):

- Filtreler, 5 - 12 µm partikül tutma, 100/pk (SM10311841)

- Porfirin 2 Reaktifi, 100/pk (2187569)

Metot: Fotometrik heme tayini

Ölçüm aralığı: 0 - 1000 mAbs

Parametre: Anammox Aktivitesi

Platform: LCK

Saklama koşulları: 15 - 25°C

Sindirim gereklidir: Evet

Kutudakiler

Kit, şunları içerir: - 25 test için reaktifler (LCK411)- 25 küvet (LCW906)Gerekli aksesuarlar (Ayrıca sipariş edilmesi gerekir):- Filtreler, 5 - 12 µm partikül tutma, 100/pk (SM10311841) - Porfirin 2 Reaktifi, 100/pk (2187569)