



Ortofosfat küvet testi 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 test

Ürün Numarası:

LCK549

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı nedeniyle çevre dostu.

50 mm dikdörtgen küvetlerle rahat kullanım

Ultra düşük aralık konsantrasyonlarının analizi için en yüksek doğruluk

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000
Hangi standarda göre:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Metot:	Fosformolibden mavisi
Ölçüm aralığı:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Parametre:	Fosfat, orto, eser
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25°C
Test sayısı:	20