



pH Chemkey Reaktifleri (25/kutu)

Ürün Numarası: 9759000
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Önemli ölçüde kolaylaştırılan su kalitesi testleri için SL1000 Portatif Paralel Analizörü (PPA) ile kullanın.

pH Chemkey'leri, aralık 6,3 - 9,0. SL1000 Portatif Paralel Analizör (PPA) için.

Kullanımı kolay kolorimetrik pH Chemkey'imiz sayesinde sahada pH problemleri kullanmanın ve kalibrasyon yapmanın zahmetinden kurtulun. Hach SL1000 Portatif Paralel Analizör (PPA), aynı testi manuel işlemlerin yarısından daha az adımla gerçekleştirir. Çok düşük hata yapma olasılığı ile çok kısa sürede sonuçlar elde edin. Maksimum 6 parametre paralel olarak test edilebilir. SL1000, toz paketler yerine Chemkey reaktifleri kullanarak daha hızlı test imkanı sağlayan portatif bir kolorimetredir. Tüm kimyasallar ve prosesler Chemkey'in içinde saklanır ve yürütülür.

pH testi gerçekleştirmek isteyen mevcut SL1000 cihazı müşterilerinin yazılım güncellemesi yapması gerekmektedir. Bu yazılım, SL1000 cihaz sayfasının (Downloads) İndirilenler sekmesinde bulunabilir.

Teknik özellikler

Cihaz:	SL1000
Hacim / Paket boyutu:	pk/25
Ölçüm aralığı:	pH 6,3 - 9,0
Parametre:	pH
Platform:	Chemkeys