



Standart Ortofosfat Çözeltisi 0,2 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$

Ürün Numarası:

LCA549

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

LCK549 Ortofosfat küvet testi ile kalite kontrol için 0,2 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$ Standart Ortofosfat Solüsyonu. LCA549, Phosphax sc LR ile kalite kontrolü yapmak için de uygundur.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	100 mL
Konsantrasyon:	0,2 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$
Parametre:	Ortofosfat
Saklama koşulları:	15 - 25°C