



Amonyum küvet testi, 0,5-5,0 mg/L NH₄-N

Ürün Numarası:

LCK505

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Fotometrede otomatik tanımlama ve Truecal kalibrasyon için barkod etiketi

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Hangi standarda göre:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Metot:	İndofenol Mavisi
Ölçüm aralığı:	0,5 - 5,0 mg/L NH ₄ -N
Ölçüm aralığı (2):	0,65 - 6,4 mg/L NH ₄
Parametre:	Amonyum
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Test sayısı:	25
Truecal:	Evet