



Laton Toplam Azot küvet testi 100-250 mg/L TN_b

Ürün Numarası:

LCK438

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Yasal limitlere uygun. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Fotometrede otomatik tanımlama ve Truecal kalibrasyon için barkod etiketi

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Hangi standarda göre:	EN ISO 11905-1, ISO23697-1
Metot:	Koroleff Sindirimi (Peroksodisülfat) ve 2,6 Dimetilfenol ile Fotometrik Saptama
Ölçüm aralığı:	100 - 250 mg/L TN _b
Parametre:	Azot, toplam (Laton)
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Sindirim gereklidir:	Evet
Standart metot:	EN ISO 11905-1 Peroksodisülfat ile Sindirim
Tanım:	Toplam Bağlı Azot
Test sayısı:	25
Truecal:	Evet