



Yüksek Aralıklı Mangan Chemkey Reaktifleri (25'li kutu)

Ürün Numarası: 3007000
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

SL1000 Portatif Paralel Analizör için Yüksek Aralıklı Mangan Chemkey

Hach Yöntemi 10319 kullanılarak Mangan tayini yapmak için

Daha Az Değişkenlik

Otomasyon ve dahili sıcaklık kontrolü sayesinde, mevcut Hach metotlarındaki prosesler kullanılırken aynı zamanda tüm proses tutarlı ve tekrar edilebilir hale getirilir. Deneyimli kişiler tarafından yapıldığında bile değişkenliğe sebep olan manuel adımlardan kaçınır.

Daha Az Zorluk

Tüm kimyasallar ve prosesler Chemkey'in içinde saklanır ve yürütülür. Toz reaktif veya cam numune hücresi kullanmaya gerek yoktur.

Teknik özellikler

Cihaz:	SL1000
Hacim / Paket boyutu:	pk/25
Ölçüm aralığı:	0,10 - 25,0 mg/L Mn
Parametre:	Mangan
Test sayısı:	25