



Be Right™



Nitrit Standart Çözeltisi, 250 mg/L NO₂-N, APHA, 500 mL

Ürün Numarası:

2340249-EU

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Mevcut



Nitrit tayinlerinde doğruluk kontrolleri için. 500 mL şişe.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:

500 mL

Konsantrasyon:

250 mg/L NO₂-N

Parametre:

Nitrit

Platform:

Çözelti