



Be Right™



Mangan Reaktif Seti, PAN, 0,006-0,700 mg/L Mn

Ürün Numarası:

2651700-EU

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Mevcut



Kendinden damlatmalı şişe ve ayrı ayrı paketlenmiş toz reaktifler

Set şunları içerir: Alkal. Siyanür reaktifi (2122326) 50mL, Askorbik asit (1457799), PAN İndikatör çözeltisi (2122426) 50 mL

Teknik özellikler

Cihaz:	Bu ürünle uyumlu cihazlar için metotlar/prosedürler bakın
Metot:	PAN
Metot numarası:	8149
Numune hacmi:	50 mL
Ölçüm aralığı:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Önemli açıklamalar:	Set şunları içerir: Alkal. Siyanür reaktifi (2122326) 50mL, Askorbik asit (1457799), PAN İndikatör çözeltisi (2122426) 50 mL
Parametre:	Mangan
Tanım:	Mangan Reaktif Seti
Test sayısı:	50