



Be Right™



Amonyak Azotu Reaktif Seti, Nessler

Ürün Numarası:

2458200-EU

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Mevcut



Nessler yöntemiyle amonyak azotu tayini için. Yaklaşık 250 test.

Lütfen dikkat: Nessler reaktifinde çökelti oluşumu yaygındır ve reaktifin performansını etkilemez. Kullanmadan önce çökelti çökene kadar bekleyin ve reaktifin çökelti üstünden pipetle alın. Bu çökelti oluşumu normaldir.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/800 Serisi,
EPA uygunluğu:	PC II hariç tümü
Metot:	Evet
Metot numarası:	Nessler
Ölçüm aralığı:	8038
Parametre:	0,02 - 2,50 mg/L NH ₃ -N
Platform:	Amonyak
Test sayısı:	Çözelti
	250

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)