



Be Right™



Test Kit, chlorine (free and total), model CN-80

Ürün Numarası:

2129000-EU

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Teknik özellikler

| | |
|---------------------|--|
| Metot: | Color Disc/DPD |
| Model: | CN-80 |
| Muhafaza Türü: | D |
| Ölçüm aralığı: | Triple Range |
| Ölçüm aralığı (2): | 0 - 3,4 mg/L Cl ₂ |
| Ölçüm aralığı (3): | 0 - 10 mg/L Cl ₂ |
| Parameter: | Chlorine (Free and Total) |
| Parametre: | Chlorine, low range - As free & total Cl ₂ |
| Platform: | Renk Diski |
| Smallest increment: | 0.02 |
| | 0.1 |
| | 0.5 |
| Standart aralık: | 0 - 0.68 mg/L Cl ₂ ; 0 - 3.4 mg/L Cl ₂ ; 0 - 10 mg/L Cl ₂ |
| Test kiti modeli: | CN-80 ² |
| Test sayısı: | 100 |