



Tampon Çözeltisi Kiti; Renk Kodlu; pH 4,01; pH 7,00 ve pH 10,01; 500 mL

Ürün Numarası: 2947600-EU
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Sevk tarihi gösterilmedi

3'lü pH tamponu kutusu olarak tasarruf edin!

pH elektrotu kalibrasyonu için pH Tampon Standart Çözeltisi. 3'lü Renk Kodlu pH tamponu kutusu. pH, $\pm 0,02$ pH birimidir. 500 mL'lik şişelerde pH 4,01; 7,00 ve 10,01

Tek şişe satın alınmasına oranla %33 daha düşük maliyet

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	3 pk 500 mL
NIST izlenebilir:	Evet
Package settings:	Şişe
pH Değer(ler)i:	25°C'de pH 4,01; 7,00 ve 10,01 $\pm 0,02$
Renk kodlu?:	Evet
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi