



Leadtrak Reaktif Seti, Hızlı Kolon Ekstraksiyonu Yöntemi, 20 test

Ürün Numarası:

2375000-EU

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Bir içme suyu numunesindeki asitle çözünür Kurşun, ilk olarak bir Hızlı Kolon Ekstraktöründe yoğunlaştırılır. Kurşun, daha sonra Ekstraktörden ayrıştırılır ve bir indikatörle kolorimetrik olarak tayin edilir.

Leadtrak Hızlı Kolon Ekstraksiyonu yoluyla Kurşun tayini için Reaktif Seti. 8317 Hach Yöntemi. Aralık: 5 - 150 µg/L Pb. Numune Hacmi: 100 mL. 20 test/Reaktif Seti.

Teknik özellikler

Cihaz:	Bu ürünle uyumlu cihazlar için metotlar/prosedürler bakın
Metot:	LeadTrak
Metot numarası:	8317
Ölçüm aralığı:	5 - 150 µg/L Pb
Parametre:	Kurşun
Shipping Method:	Lead Reagent set
Test sayısı:	20